

BonDano®

Hochwertiger Modellhartgips



Bestellformen:

| Art.-nr. | Einheit | Farbe |
|----------|----------|-------|
| 11720 | 20kg Ktn | blau |
| 11820 | 20kg Ktn | weiß |

Standardfarben



Anwendungsgebiete:

- Prothetik
- Gegenbißmodelle
- Situationsmodelle
- Reparaturmodelle

Technische Werte:

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Mischungsverhältnis Pulver : Wasser | 100g : 30ml |
| Gießzeit (ab Einstreuen) | ca. 4 min. |
| Abbindezeit (ab Einstreuen) | ca. 12 min. |
| Expansion (nach 2h) | max. 0,12% |
| Härte (Brinellhärte, nach 24h) | > 110 N/mm ² |
| Druckfestigkeit (nach 24h) | > 45 N/mm ² |

Eigenschaften:

- geringe Expansion
- äußerst feinkörnig daher eine cremige Konsistenz
- ebene Oberfläche